




【FG社外秘】

● Hug (移乗支援ロボット 非装着型)

MODEL
L1-01



MODEL
T1-02



① ハグに寄りかかる



② 上体を起こす



③ 便座に座る



Hugを使用することで。

- ・介護者の負担が軽いので、年齢性別に関係なく利用者の移乗作業ができます。
- ・操作が簡単なので、意識は利用者の安全に向けられます。



【FG社外秘】

● Hug (移乗支援ロボット 非装着型)



脚をゆっくり持ち上げて、ベースに降ろします。



下腿は、脚パッドにしっかり付くようにセットします。

ベッドから 車椅子への移乗



背中に軽く手を添えて、前傾姿勢に誘導します。



車椅子に深く座れる位置に合わせて、ブレーキをロックし、声かけをしながらリフトダウンします。

通路から 部屋への出入り

